


フローサイトメトリー（細胞内）用 PE標識 ウサギ 抗マウス IL-1B モノクローナル抗体 - P10749

商品番号: CM0005190



前書き

マウスIL-

1 β (P10749) を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー用。マウス検体で検証済み。免疫細胞活性化、炎症、およびパイロトーシス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ 抗マウス IL-1 β mAb
備考/別名	IL-1b; IL-1beta
種	マウス
GeneID (ヒト)	3553
GeneID	16176
免疫原	マウスIL1 β (NP_032387.1) のアミノ酸118-269に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（細胞内）
交差反応性	マウス
SWISS	P10749
タンパク質分子量	31 kDa
発送条件	保冷剤（氷袋）