

Pe Rabbit Anti-Mouse Il-22 Monoclonal Antibody For Intracellular Flow Cytometry - Q9Jjy9

商品番号: CM0010723



前書き

細胞内フローサイトメトリー用マウスIL-22に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。マウスIL-22と特異的に反応します。IL-22介在性の組織再生、バリア機能、および炎症反応の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Mouse IL22 mAb
備考/別名	IL-22; If2b1; Itif; IL-22a; ILTIFa
種	Mouse
GeneID (ヒト)	50616
GeneID	50929
免疫原	組換えタンパク質
ソース	Rabbit
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	Mouse
SWISS	Q9JJY9
タンパク質分子量	20kDa
配送	氷袋