

PE標識 ウサギ抗マウス IL-33R/St2 モノクローナル抗体 - P14719

商品番号: CM0005883



前書き

マウスIL-

33R/ST2 (ST2) に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。IL-

33シグナル伝達およびマクロファージ分極の免疫学的研究におけるフローサイトメトリー (FC) に適しています。マウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗マウス IL-33R/ST2 モノクローナル抗体
備考/別名	T1; St2; DER4; Ly84; ST2L; Fit-1; T1/ST2; St2-rs1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	9173
遺伝子ID	17082
免疫原	マウスIL-33R/ST2のアミノ酸27-332に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001020773.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P14719
タンパク質重量	38kDa/65kDa
配送	アイスバッグ