

フローサイトメトリー（細胞内）用PE標識ウサギ抗マウスIL-9モノクローナル抗体 - P15247

商品番号: CM0005775



前書き

マウスIL-9

9(P40)を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体です。細胞内フローサイトメトリーに適しています。Th2応答と肥満細胞生物学における中心的なサイトカインであるマウスIL-9と特異的に反応し、免疫機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗マウスIL-9 モノクローナル抗体
別名	P40; IL-9
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	3578
GeneID	16198
免疫原	マウスIL-9 (NP_032399.1) のアミノ酸19-114番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー（細胞内染色）
交差反応性	マウス
SWISS	P15247
タンパク質分子量	16kDa
発送方法	保冷剤