

フローサイトメトリー用 Pe Rabbit Anti-Mouse Il1R1/Cd121A

モノクローナル抗体 - P13504

商品番号: CM0012701

前書き

マウス IL1R1/CD121a (P13504)
を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済み。炎症応答経路におけるインターロイキン-1受容体タイプ1の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	PE Rabbit anti-Mouse IL1R1/CD121a mAb
備考/別名	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; Il1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
種	マウス
GeneID (ヒト)	3554
GeneID	16177
免疫原	マウス IL1R1/CD121a (NP_032388.1) のアミノ酸 20-338 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P13504
タンパク質分子量	67kDa
発送	保冷バッグ