

Pe標識ウサギ抗マウスIL4モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - P07750

商品番号: CM0011876

前書き

PE標識ウサギ抗マウスIL4（BSF-1）モノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー用に検証済み。マウスモデルにおけるT細胞応答、炎症、神経免疫学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	PE標識ウサギ抗マウスIL4 mAb
別名/備考	IL-4; BSF-1
種	マウス
GeneID (ヒト)	3565
GeneID (マウス)	16189
免疫原	マウスIL4（NP_067258.1）のアミノ酸21-140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー（細胞内）
交差反応性	マウス
SWISS	P07750
タンパク質分子量	16 kDa
輸送	保冷バッグ