

Fc用Pe標識ウサギ抗マウスIntegrin Alpha 1/Cd49A Mab - Q3V3R4

商品番号: CM0008398

前書き

フローサイトメトリー用の、マウスIntegrin alpha 1/CD49a（VLA-1）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体。ラミニンおよびコラーゲンの接着シグナル伝達に關与する細胞表面受容体を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗マウスIntegrin alpha 1/CD49a mAb
備考／別名	Vla1, CD49A, E130012M19Rik
種	マウス
GeneID（ヒト）	3672
GeneID	109700
免疫原	マウスIntegrin alpha 1/CD49aのアミノ酸29～1141に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001028400.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q3V3R4
タンパク質分子量	130kDa
配送	保冷バッグ