

Pe ウサギ抗マウス インテグリン Alpha 2/Cd49B モノクローナル抗体（Fc用） - Q62469

商品番号: CM0005529

前書き

マウス インテグリン alpha 2/CD49b (DX5, GPIa) を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。コラーゲン受容体の研究および血小板接着研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウス インテグリン alpha 2/CD49b mAb
備考/別名	DX5; GPIa; CD49B
種	マウス
GeneID (ヒト)	3673
GeneID (マウス)	16398
免疫原	マウス インテグリン alpha 2/CD49b (NP_032422.2) のアミノ酸168-366に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q62469
タンパク質分子量	129kDa
配送	アイスバッグ