

PE標識ウサギ抗マウスLamp1/Cd107Aモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P11438

商品番号: CM0012103



前書き

マウスLAMP1/CD107aを標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）。マウスサンプルで検証済み。LAMP1は、リソソーム生成、オートファジー、NK細胞細胞傷害性に関与するリソソーム膜糖タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗マウスLAMP1/CD107a mAb
備考/別名	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
種	マウス
ヒト遺伝子ID	3916
遺伝子ID	16783
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	マウス
SWISS	P11438
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ