

フローサイトメトリー用Peウサギ抗マウスLy-49Dモノクローナル抗体 - Q60651

商品番号: CM0008752

前書き

マウスLy-49D（Klra4）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーによりバリデーション済み。クラスI MHCに対する活性化NK細胞受容体を検出し、マウスとの交差反応性があります。免疫機能研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗マウスLy-49D mAb
備考／別名	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
種	マウス
GeneID	16635
免疫原	マウスLy-49D（NP_001239506.1）のアミノ酸66～263に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q60651
タンパク質分子量	31kDa
配送	保冷バッグ