

## Pe Rabbit Anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) Monoclonal Antibody For Fc - P05533

商品番号: CM0008951

### 前書き

マウスLy-6A/E (Sca-1)、すなわちGPIアンカー型T細胞活性化タンパク質を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）アプリケーションに適しています。幹細胞および免疫学研究をサポートします。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 製品名      | PE Rabbit anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) mAb                         |
| 備考/別名    | TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1                      |
| 種        | マウス                                                              |
| GeneID   | 110454                                                           |
| 免疫原      | マウスLy-6A/E (Sca-1) (NP_034868.1) のアミノ酸27-111に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 供給源      | ウサギ                                                              |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                                        |
| アプリケーション | FC                                                               |
| 交差反応性    | マウス                                                              |
| SWISS    | P05533                                                           |
| タンパク質分子量 | 114kDa                                                           |
| 配送       | 氷袋                                                               |