

Fc用 Peウサギ抗マウスLy-6Gモノクローナル抗体 - P35461

商品番号: CM0008787

前書き

マウスLy-6G (Gr-1)を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体で、マウス顆粒球のフローサイトメトリー検出に適しています。GPI結合型骨髄抗原であり、免疫表現型解析および診断研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウスLy-6G mAb
備考・別名	Gr1; Gr-1; Ly-6G
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	80740
GeneID	546644
免疫原	マウスLy-6G (NP_001297367.1)のアミノ酸27〜134に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P35461
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	氷袋