

Pe Rabbit Anti-Mouse Pd-L2/Cd273/B7-Dc Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q9Wul5

商品番号: CM0009764



前書き

マウスPD-L2/CD273/B7-

DCを標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。
フローサイトメトリーで検証済み。T細胞寛容を調節するPD-
1リガンドとして機能します。免疫学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PE Rabbit anti-Mouse PD-L2/CD273/B7-DC mAb
備考/別名	Btde; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	80380
遺伝子ID	58205
免疫原	マウスPD-L2/CD273/B7-DC (NP_067371.1) のアミノ酸20-123に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9WUL5
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスバッグ