


Pe Rabbit Anti-Mouse S100A9 Monoclonal Antibody For Intracellular Flow Cytometry - P31725

商品番号: CM0005202



前書き

マウスS100A9 (MRP14)

を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体で、細胞内フローサイトメトリーについて検証済みです。S100A9は、炎症および自然免疫に関与するカルシウム結合タンパク質です。マウスと交差反応します。免疫学的研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Mouse S100A9 mAb
備考/別名	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
種	マウス
GeneID (ヒト)	6280
GeneID (マウス)	20202
免疫原	マウスS100a9 (NP_033140.1) のアミノ酸1-113に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	マウス
SWISS	P31725
タンパク質分子量	13kDa
配送	アイスバッグ