

Pe Rabbit Anti-Mouse T-Bet/Tbx21 Monoclonal Antibody For Fc (Intra) - Q9Jkd8

商品番号: CM0005838



前書き

マウスT-

bet/Tbx21を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー（FC）に適しています。マウスモデルにおけるTh1系列コミットメント、転写制御、および抗ウイルス応答の研究に最適です。 - Q9JKD8

[詳細を学ぶ](#)

製品名	PE Rabbit anti-Mouse T-bet/Tbx21 mAb
備考/別名	TBT1; Tbet; Tblym
種	マウス
GeneID (ヒト)	30009
GeneID	57765
免疫原	マウスT-bet/Tbx21 (NP_062380.2) のアミノ酸321-530に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	マウス
SWISS	Q9JKD8
タンパク質分子量	58 kDa
配送	氷袋