

Pe Rabbit Anti-Mouse Tnf-A Monoclonal Antibody For Flow Cytometry (Intracellular) - P06804

商品番号: CM0004824



前書き

PE標識マウスTNF-

αウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリーにて検証済み。マクロファージやその他の免疫細胞内の炎症性サイトカインTNF-αを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Mouse TNF-α mAb
備考/エイリアス	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	7124
遺伝子ID (マウス)	21926
免疫原	組換えタンパク質；マウスTNF-α (NP_038721.1) のアミノ酸80-235に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	マウス
SWISS	P06804
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋