

Fc用Peウサギ抗マウス/ラットCd27モノクローナル抗体 - P41272

商品番号: CM0012438

前書き

マウス/ラットCD27（TNFRSF7）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みで、マウスおよびラットに反応します。T細胞、B細胞、NK細胞の免疫表現型解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗マウス/ラットCD27 mAb
備考/別名	S152; Tp55; Tnfrsf7
種	マウス
GeneID（ヒト）	939
GeneID	21940
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P41272
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスバッグ