

Pe Rabbit Anti-Mouse/Rat Cd31/Pecam1 Mab - Q08481

商品番号: CM0010322

前書き

マウスおよびラットCD31/PECAM1を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みです。白血球の血管内皮移行、内皮細胞接着、および動脈硬化症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Mouse/Rat CD31/PECAM1 mAb
備考/別名	Cd31; Pecam; PECAM-1
種	Mouse
GeneID (ヒト)	5175
GeneID	18613
免疫原	マウスCD31 (NP_001292086.1) のアミノ酸18-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	Rabbit
カテゴリー	Monoclonal Antibodies
アプリケーション	FC
交差反応性	Mouse, Rat
SWISS	Q08481
タンパク質分子量	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
配送	Ice bag