

Pe ウサギ抗マウス/ラットCD54 Mab - P13597

商品番号: CM0012334

前書き

フローサイトメトリー用のマウス/ラットCD54（ICA M-1、Ly-47）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体です。エピトープはアミノ酸28～485番に存在します。マウスとラットと交差反応します。白血球接着および免疫細胞遊走の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウス/ラットCD54 mAb
備考/別名	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	3383
遺伝子ID	15894
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD54 (NP_034623.1)のアミノ酸28～485番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P13597
タンパク質分子量	59kDa
輸送方法	氷袋