

Pe ウサギ抗ブタ Cd45 モノクローナル抗体 (Fc)

商品番号: CM0011087

前書き

ブタCD45を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。アミノ酸27-547をカバーする免疫原配列を持ち、フローサイトメトリー（FC）で検証済みであり、ブタ免疫細胞の解析やIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ブタ CD45 mAb
備考/別名	CD45
種	ブタ
遺伝子ID (ヒト)	5788
遺伝子ID (ブタ)	100522631
免疫原	ブタCD45 (XM_003130596.6) のアミノ酸27-547に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ブタ
配送	氷袋