

フローサイトメトリー用Peウサギ抗ラットCd25モノクローナル抗体 - P26897

商品番号: CM0010883

前書き

ラットCD25（IL-2R α 、P26897）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）。Tregおよび免疫寛容研究に適しており、組換え細胞外ドメイン免疫原に由来します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗ラットCD25 mAb
別名	IL2RAC
種	ラット
ヒト遺伝子ID	3559
遺伝子ID	25704
免疫原	組換えタンパク質；ラットCD25のアミノ酸22～235（NP_037295.1）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ラット
SWISSアクセッション	P26897
タンパク質分子量	31 kDa
輸送	保冷剤