

Pe標識 ウサギ抗ラットCd8A モノクローナル抗体（Fc用） - P07725

商品番号: CM0012535

前書き

フローサイトメトリー（FC）用のPE標識
ウサギ抗ラットCD8a
モノクローナル抗体。ラットCD8a（32
kDa）に特異的で、MHCクラスI認識と免疫応答に不
可欠なT細胞共受容体。免疫学研究および診断薬開発
に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ラットCD8a mAb
備考/別名	T8; Lyt2; Ly-2; CD8α
種	ラット
GeneID (ヒト)	925
GeneID	24930
免疫原	組換えタンパク質
宿主種	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC
交差反応性	ラット
SWISS	P07725
タンパク質分子量	32 kDa
発送条件	保冷バッグ