

細胞内フローサイトメトリー用 Pe ウサギ抗ラット Ifn- Γ モノクローナル抗体 - P01581

商品番号: CM0010879

前書き

細胞内フローサイトメトリー用にバリデーション済みの PE ウサギ抗ラット IFN- γ モノクローナル抗体。成熟した 18 kDa インターフェロン γ タンパク質を認識します。免疫原：組換えフラグメント（aa 20-156）。他種との交差反応性はありません。ラット免疫細胞の解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ラット IFN- γ mAb
備考／別名	If2f, IFNG2, IFN gamma
種	ラット
遺伝子 ID (ヒト)	3458
遺伝子 ID (ラット)	25712
免疫原	ラット IFN- γ のアミノ酸 20-156 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_620235.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (細胞内)
交差反応性	ラット
SWISS	P01581
タンパク質分子量	18 kDa
配送	保冷剤