

PeウサギIgGアイソタイプコントロール - フローサイトメトリー

商品番号: CM0010576

前書き

フローサイトメトリー(FC)用途向けに開発された、PE標識ウサギIgGアイソタイプコントロールモノクローナル抗体です。ウサギ由来抗体を用いた実験における非特異的結合の評価用に設計されており、氷冷で出荷されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PE ウサギIgGアイソタイプコントロール
免疫原	ウサギIgGアイソタイプコントロール由来の合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
輸送方法	保冷剤