

フローサイトメトリー用PE標識ラット抗マウスCD3モノクローナル抗体 - P04235 / P22646

商品番号: CM0008507

前書き

フローサイトメトリー用PE標識ラット抗マウスCD3モノクローナル抗体。マウスCD3複合体（デルタ鎖／イプシロン鎖）を認識します。マウス免疫研究におけるT細胞免疫表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEラット抗マウスCD3 mAb
備考／別名	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	916/915
遺伝子ID	12500/12501
免疫原	マウスCD3に由来する合成ペプチド
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P04235/P22646
タンパク質分子量	19 kDa/21 kDa
輸送	保冷バッグ