

Pe ラット抗マウス Cd45R/B220

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P06800 / P08575

商品番号: CM0006027



前書き

マウスCD45R/B220（白血球共通抗原）を標的とするPE標識ラットモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み、マウスサンプルと交差反応します。研究および診断薬開発における免疫細胞の表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	PE ラット抗マウス CD45R/B220 mAb
備考/別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
種	マウス
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	19264/5788
免疫原	マウス/ヒト CD45R/B220 に由来する合成ペプチド
供給源	ラット
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800/P08575
タンパク質分子量	130kDa/140kDa/144kDa
配送	氷袋