

## Fc用Pe標識ラット抗マウスLy-6Gモノクローナル抗体 - P35461

商品番号: CM0008426

### 前書き

フローサイトメトリー（FC）用のPE結合ラット抗マウスLy-6Gモノクローナル抗体。リンパ球抗原6Gを標的とし、マウスと交差反応性を示します。分子量は14 kDaです。骨髄の免疫表現型解析研究に最適です。UniProt P35461。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                            |
|------------|------------------------------|
| 製品名        | PE標識ラット抗マウスLy-6Gモノクローナル抗体    |
| 備考／別名      | Gr1 ; Gr-1 ; Ly-6G ; Ly-6G.1 |
| 種          | マウス                          |
| GeneID（ヒト） | 80740                        |
| GeneID     | 546644                       |
| 免疫原        | マウスLy-6G由来の合成ペプチド            |
| 由来         | ラット                          |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                    |
| 用途         | FC                           |
| 交差反応性      | マウス                          |
| SWISS      | P35461                       |
| タンパク質分子量   | 14kDa                        |
| 配送         | 保冷バッグ                        |