

Fc用Peラット抗マウスLy-6G/Ly-6C（Gr-1）モノクローナル抗体 - P35461 / P0Cw02

商品番号: CM0011108

前書き

マウス顆粒球のフローサイトメトリー用PE標識ラット抗マウスLy-6G/Ly-6C（Gr-1）モノクローナル抗体。骨髄で発現するGPIアンカー型膜タンパク質を標的とします。マウスサンプルで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEラット抗マウスLy-6G/Ly-6C（Gr-1） mAb
備考／別名	Gr1; Gr-1; Ly-6G
種	マウス
GeneID（ヒト）	8600
GeneID	546644/17067
免疫原	マウスLy-6G/Ly-6C（Gr-1）の組換えタンパク質
由来	ラット
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P35461/P0CW02
タンパク質分子量	14kDa
輸送	保冷バッグ