

Pe標識ストレプトアビジンモノクローナル抗体（ウサギ） - Sa V1, Sa V2

商品番号: CM0003974

前書き

フローサイトメトリー用途向けのPE標識ストレプトアビジンモノクローナル抗体（ウサギ）。種非依存的な交差反応性により幅広い診断アッセイ開発をサポート。CamelBioにてバルク供給可能。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ストレプトアビジン
備考/別名	SA V1, SA V2
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	種非依存
輸送	保冷バッグ