

Pea15 ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q15121

商品番号: CM0030532



前書き

PEA15 ウサギ pAb

は、組換えヒトPEA15（アミノ酸1-130）に対して作製されたポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適し、ヒトおよびマウスと反応します。アポトーシス、グルコース輸送、MAPキナーゼシグナル伝達研究にご利用ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEA15 ウサギ pAb
備考/別名	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; PEA15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8682
GeneID	8682
免疫原	ヒトPEA15 (NP_003759.1) のアミノ酸1-130に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, ELISA
交差性	ヒト、マウス
SWISS	Q15121
タンパク質分子量	15kDa
発送方法	保冷バッグ