


Pea3 / Etv4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P43268

商品番号: CM0027452



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのPea3 / ETV4

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの ETV4（神経発生およびケラチノサイト分化に関与する転写因子）を認識します。がんおよび発生生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pea3 / ETV4 Rabbit pAb
備考/別名	EIAF; PEA3; EIA-F; PEAS3; Pea3 / ETV4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2118
GeneID	2118
免疫原	ヒト ETV4 (NP_001977.1) のアミノ酸1-284以内の配列に相当する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43268
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋