

フローサイトメトリー用 PE/Cyanine5 マウス抗ヒト CD3 モノクローナル抗体 - P07766

商品番号: CM0004444



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、PE/Cyanine5 結合抗ヒトCD3イプシロンモノクローナル抗体。ヒト検体におけるT細胞同定および免疫応答研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine5 マウス抗ヒト CD3 mAb
備考/別名	T3E, TCRE, IMD18, CD3epsilon
種	ヒト
GeneID (ヒト)	916
免疫原	ヒト CD3 組換えタンパク質
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
配送	氷袋