


フローサイトメトリー用 PE/Cyanine5 ウサギ抗マウス Cd11b

モノクローナル抗体 - P05555

商品番号: CM0005252



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、高性能の PE/Cyanine5 結合ウサギ抗マウス CD11b モノクローナル抗体。マウスインテグリン alpha-M (Itgam) を標的とし、補体 iC3b、フィブリノゲン、および ICAM1 の受容体として、免疫細胞の接着および食作用研究に不可欠です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine5 ウサギ抗マウス CD11b mAb
備考/別名	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	3684
GeneID (マウス)	16409
免疫原	マウス CD11b (NP_032427.2) のアミノ酸 143-337 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P05555
タンパク質分子量	127kDa
配送	氷袋