

フローサイトメトリー用 PE/Cyanine5 ウサギ抗マウス Cd45

モノクローナル抗体 - P06800

商品番号: CM0011031

前書き

マウス CD45 に対する PE/Cyanine5 標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー (FC) で検証済み。免疫表現型解析およびT細胞活性化研究のための白血球共通抗原 (L-CA) を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine5 ウサギ抗マウス CD45 mAb
備考/別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
種	マウス
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	19264
免疫原	組換えタンパク質 マウス CD45 (NP_001104786.2) のアミノ酸 26-566 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130kDa/140kDa/144kDa
輸送	保冷バッグ