

Pe/Cyanine5 標識 ウサギ 抗マウス Cd5 モノクローナル抗体 (フローサイトメトリー用) - P13379

商品番号: CM0007872

前書き

PE/Cyanine5標識のウサギモノクローナル抗体で、マウスCD5 (Ly-1)を標的とし、フローサイトメトリー用に検証済みです。T細胞およびB1a細胞上の54 kDa膜貫通型糖タンパク質を認識し、マウス検体に特異的です。免疫表現型解析および免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine5 ウサギ 抗マウス CD5 mAb
備考/別名	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
種	マウス
GeneID (ヒト)	921
GeneID (マウス)	12507
免疫原	マウスCD5 (NP_031676.3) のアミノ酸25-371に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P13379
タンパク質分子量	54kDa
発送条件	保冷剤付き