

フローサイトメトリー用 PE/Cyanine5 ウサギ抗マウスCD90.2 Mab - P01831

商品番号: CM0010248

前書き

マウスCD90.2 (Thy-1)に特異的なPE/Cyanine5接合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーに適しています。シナプス形成過程の細胞間相互作用に関与するGPI結合型膜糖タンパク質を検出し、免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine5 ウサギ抗マウスCD90.2 mAb
備考/別名	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
種	マウス
GeneID (ヒト)	7070
GeneID	21838
免疫原	合成ペプチド マウスCD90.2に由来する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	P01831
タンパク質分子量	18kDa
輸送条件	氷袋