

フローサイトメトリー用 PE/Cyanine7 抗ヒト CD27 モノクローナル抗体 - P26842

商品番号: CM0008504



前書き

PE/Cyanine7

で標識された、共刺激免疫チェックポイント受容体であるヒト CD27 (TNFRSF7)

に対するウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー (FC)

用途で検証済み。T細胞および免疫プロファイリング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒト CD27 mAb
備考/別名	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	939
GeneID	939
免疫原	組換えタンパク質 ヒト CD27 (NP_001233.2) のアミノ酸 21-192 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P26842
タンパク質分子量	29kDa
発送	保冷剤