

Pe/Cyanine7 Anti-Mouse Cd11C モノクローナル抗体（Fc用） - Q9Qxh4

商品番号: CM0007893

前書き

マウスCD11c（インテグリンα-X、Q9QXH4）を標的とするPE/Cyanine7結合モノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済みです。炎症性細胞接着および単球走化性に関与するフィブリノゲン受容体を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 anti-Mouse CD11c mAb
備考/別名	Cr4; N418; Cd11c
種	マウス
GeneID (ヒト)	3687
GeneID	16411
免疫原	マウスCD11c組換えタンパク質
起源	アルメニアンハムスター
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9QXH4
タンパク質分子量	129kDa
配送	アイスバッグ