

フローサイトメトリー用 PE/Cyanine7 抗マウス CD161c/Nk1.1

モノクローナル抗体 - P27814

商品番号: CM0008238

前書き

マウス CD161c/NK1.1 (NKR-P1C) を特異的に認識する PE/Cyanine7 複合化ウサギモノクローナル抗体。NK細胞の機能および免疫表現型解析を目的としたフローサイトメトリー (FC) 用にバリデーション済み。活性化アッセイおよび細胞傷害性アッセイに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗マウス CD161c/NK1.1 mAb
備考/別名	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKR-P1, Nk1.2, Klrb1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKR-P1.9
種	マウス
GeneID (ヒト)	3820
GeneID	17059
免疫原	組換えタンパク質; マウス CD161/NK1.1 (NP_001153376.2) のアミノ酸67~223に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P27814
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ