

フローサイトメトリー用PE/シアニン7抗マウスCD24モノクローナル抗体 - P24807

商品番号: CM0010755

前書き

マウスCD24を標的とするPE/シアニン7共役ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に最適化されています。細胞分化、胸腺細胞の発生、B細胞活性化、自己免疫研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/シアニン7 ウサギ抗マウスCD24 mAb
別名	HSA; Cd24; Ly-52; ネクタドリン
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	100133941
GeneID	12484
免疫原	マウスCD24 (NP_033976.1) のアミノ酸27〜53番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	P24807
タンパク質分子量	8kDa
発送方法	保冷剤