

フローサイトメトリー用 PE/Cyanine7 抗マウス CD3E モノクローナル抗体 - P22646

商品番号: CM0009743



前書き

マウス

CD3e（適応免疫に関与するT細胞表面糖タンパク質）
のフローサイトメトリー検出用

PE/Cyanine7結合アルメニアンハムスター抗マウス
CD3e モノクローナル抗体 - P22646。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 アルメニアンハムスター抗マウス CD3e mAb
備考／別名	CD3; T3e; CD3epsilon
種	マウス
GeneID（ヒト）	916
GeneID	12501
免疫原	組換えタンパク質
由来	アルメニアンハムスター
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー
交差反応性	マウス
SWISS	P22646
タンパク質分子量	21 kDa
輸送	保冷バッグ