

フローサイトメトリー用 PE/Cyanine7 抗マウス Ly-6A/E (Sca-1)

モノクローナル抗体 - P05533

商品番号: CM0004378

前書き

フローサイトメトリー用、マウス Ly-6A/E (Sca-1) を標的とする PE/Cyanine7 結合ウサギモノクローナル抗体。マウス反応性について検証済み；幹細胞およびT細胞活性化の研究に最適です。CamelBioによるワンストップ調達。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗マウス Ly-6A/E (Sca-1) mAb
備考/別名	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
種	マウス
遺伝子ID	110454
免疫原	マウス Ly-6A/E (Sca-1) (NP_034868.1) のアミノ酸 27-111 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P05533
タンパク質分子量	115kDa
配送	氷袋