

Pe/Cyanine7 抗マウスTcr B鎖 Mab For Fc - A0A0B4J1G9

商品番号: CM0011133

前書き

PE/Cyanine7標識マウスTCR
β鎖モノクローナル抗体（アルメニアンハムスター由来、FC検証済み）。マウスサンプルにおけるTCRβのフローサイトメトリー検出に信頼性があります。 - A0A0B4J1G9

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 抗マウスTCR β鎖 mAb
備考/別名	Tib; TCRbeta
種	マウス
GeneID (ヒト)	28614
GeneID	21577
免疫原	合成ペプチド マウスTCR β鎖に由来する合成ペプチド。
由来	アルメニアンハムスター
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差性	マウス
SWISS	A0A0B4J1G9
分子量	13kDa
発送条件	保冷剤