


Pe/Cyanine7 マウス抗ヒト CD11B
モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P11215

商品番号: CM0012509



前書き

PE/Cyanine7結合マウスモノクローナル抗体は、ヒトCD11b（インテグリンα-M）を標的とします。フローサイトメトリーで検証済みのこの抗体は、単球および顆粒球に発現する127 kDaの骨髄系受容体に特異的に結合します。炎症および免疫学研究のアプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 マウス抗ヒト CD11b mAb
備考/別名	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
種	ヒト
遺伝子ID	3684
免疫原	ヒトCD11b由来の合成ペプチド
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P11215
タンパク質分子量	127kDa
配送	アイスバッグ