

Pe/Cyanine7 マウス抗ヒトCD11c モノクローナル抗体（Fc用） - P20702

商品番号: CM0009887



前書き

ヒトCD11c（インテグリンα-X、128 kDa）特異的なPE/Cyanine7標識マウスモノクローナル抗体。フローサイトメトリーに適し、炎症や赤血球貪食に参与する単球/顆粒球上のフィブリノゲン受容体を認識します。 - P20702

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 マウス抗ヒトCD11c mAb
備考/別名	CD11C; SLEB6
種	ヒト
GeneID	3687 (Human)
免疫原	ヒトCD11c組換えタンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P20702
タンパク質分子量	128kDa
輸送	保冷バッグ