

Pe/Cyanine7 マウス抗ヒトCD45Ro Mab - P08575

商品番号: CM0008459



前書き

フローサイトメトリー（FC）用の高品質なPE/Cyanine7標識マウス抗ヒトCD45ROモノクローナル抗体です。T細胞活性化の主要マーカーであるPTPRCのヒトCD45ROアイソフォームを認識し、免疫学研究および臨床診断に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 マウス抗ヒトCD45RO mAb
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	5788
免疫原	ヒトCD45RO由来の合成ペプチド
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P08575
タンパク質分子量	136kDa
発送方法	氷袋