


フローサイトメトリー用PE/Cyanine7標識 ウサギ抗ヒトAxlモノクローナル抗体 - P30530

商品番号: CM0007924



前書き

ヒトAXL（UFO）を標的とするPE/Cyanine7結合同型ウサギモノクローナル抗体です。ヒトサンプルを用いたフローサイトメトリー（FC）に適しています。AXLは細胞生存、増殖、ウイルス侵入に関与する受容体型チロシンキナーゼです。タンパク質分子量：98 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒトAXL mAb
別名	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	558
GeneID	558
免疫原	ヒトAXL（NP_068713.2）のアミノ酸33～449番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P30530
タンパク質分子量	98kDa
輸送方法	保冷剤