

Fc用 Pe/シアニン7 ウサギ抗ヒト Cd13/Anpep モノクローナル抗体 - P15144

商品番号: CM0011856



前書き

ヒトCD13/ANPEPを標的とするPE/シアニン7複合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。免疫表現型解析、腫瘍血管解析、ウイルス受容体研究に最適です。 - P15144

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒト CD13/ANPEP mAb
略号/別名	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	290
遺伝子ID	290
免疫原	ヒトCD13/ANPEP (NP_001141.2) のアミノ酸69～967に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P15144
タンパク質分子量	110kDa
発送方法	保冷剤