

Pe/Cyanine7 ウサギ抗ヒトCD2モノクローナル抗体（Fc用） - P06729

商品番号: CM0006000



前書き

フローサイトメトリー用PE/Cyanine7結合抗ヒトCD2（T11/LFA-2）ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルで検証済み。T細胞およびNK細胞の接着と活性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒトCD2 mAb
備考/別名	T11; SRBC; LFA-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	914
GeneID	914
免疫原	ヒトCD2（NP_001758.2）のアミノ酸25-209に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P06729
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスパック