

Pe/シアニン7 ウサギ抗ヒトCD314

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P26718

商品番号: CM0005389



前書き

フローサイトメトリー用の、ヒトCD314（NKG2D）を標的とするPE/シアニン7結合ウサギモノクローナル抗体です。NK細胞を介した免疫監視に関与する分子量25kDaのII型膜タンパク質を認識します。ヒト検体への使用に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/シアニン7 ウサギ抗ヒトCD314 モノクローナル抗体
別名	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	22914
免疫原	ヒトCD314（NP_031386.2）のアミノ酸73～216番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P26718
タンパク質分子量	25kDa
輸送方法	保冷剤